



矯正
Orthodontics



- 192 矯正プライヤー
- 194 カッター
- 197 アライナー用プライヤー
- 198 タイピングプライヤー
- 199 リガチャーインストルメント
- 200 モジュールプライヤー
- 203 ハンディトーチ
- 205 計測器

-Utility Pliers- ユーティリティプライヤー



ND-502 L
ホー

コード No.22152
標準価格 13,400円



ND-502 S
ホー

コード No.22155
標準価格 13,400円



ND-504
ユーティリティ

コード No.22154
標準価格 13,400円

-Bending Pliers- ベンディングプライヤー



ND-401
ピーソ

コード No.22141
標準価格 13,400円



ND-402
ヤング

コード No.22142
標準価格 13,400円
ワイヤー曲げ許容径 .040"



ND-403
ツイードアーチ

コード No.22143
標準価格 13,400円
ワイヤー曲げ許容径 .022"×.028"



ND-405
ツイードループ

コード No.22145
標準価格 13,400円
ワイヤー曲げ許容径 .022"×.028"



ND-407
スリージョー

コード No.22147
標準価格 13,400円
ワイヤー曲げ許容径 .036"



ND-409
スナブノーズ

コード No.22149
標準価格 13,400円
ワイヤー曲げ許容径 .036"

-Bending Pliers- ベンディングプライヤー



ND-411
クロージングループ

コード No.22151
標準価格 13,400円
ワイヤー曲げ許容径 .022"



ND-419
キム

コード No.22159
標準価格 24,200円
※超硬付
ワイヤー曲げ許容径 .016"×.022"
切断許容径 .020"



ND-420
ライトワイヤー カッター付

コード No.22160
標準価格 20,600円
※超硬付
ワイヤー曲げ許容径 .020"
切断許容径 .020"

-Contouring Pliers- コンタリングプライヤー



ND-202 L
バンド コンタリング

コード No.22102
標準価格 14,500円



ND-204
バンド マージン

コード No.22104
標準価格 13,400円

-Debonding Pliers- ディボンディングプライヤー



ND-306
ブラケット リムーバー

コード No.22137
標準価格 22,500円
※超硬付

-Banding Pliers- バンディングプライヤー



ND-303
バンド リムービング

コード No.22133
標準価格 13,400円

別売



ピークチップ

コード No.90436
標準価格 1,350円 (3入)



※材質 PEEK 耐熱温度260℃

※関節部のお手入れには、防錆潤滑油「インストルメント オイル」をご使用下さい。(P.48参照)

医療機器届出番号 1181X1000639D102 販売名 矯正プライヤー
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D122 販売名 矯正プライヤーホー
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D119 販売名 矯正プライヤーユーティリティ
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D121 販売名 矯正プライヤーピーソ
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーヤング
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーツイードアーチ
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーツイードループ
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤースリージョー
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤースナブノーズ
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤークロージングループ
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーキム
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーライトワイヤー カッター付
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーバンド コンタリング
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーバンド マージン
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーブラケット リムーバー
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー
 医療機器届出番号 1181X1000639D120 販売名 矯正プライヤーバンド リムービング
 一般的名称 歯科矯正用プライヤー



ND-605

コード No.22606
標準価格 23,000円
※超硬付

切断許容径 .012"
(φ0.30mm)まで



ND-605B

コード No.22607
標準価格 23,000円
※超硬付

切断許容径 .014"
(φ0.35mm)まで



ND-606S

コード No.22610
標準価格 27,000円
※超硬付


切断許容径
●ラウンドワイヤー .012"~.026"
■レクトワイヤー .016"×.016"~.022"×.028"



ND-606L

コード No.22611
標準価格 28,800円

切断許容径
●ラウンドワイヤー .012"~.026"
■レクトワイヤー .016"×.016"~.022"×.028"



●先端部に10°の角度がついており、カットの際に視野確保ができます。



YS-601 新型 コード No.22601
標準価格 11,300円
切断許容径 .032"(φ0.80mm)



YS-602 KI型 コード No.22602
標準価格 11,300円
切断許容径 .045"(φ1.10mm)



YS-603 スタンダード コード No.22603
標準価格 8,500円
切断許容径 .048"(φ1.20mm)



医療機器届出番号 11B1X1000639D103
一般的名称 歯科矯正用プライヤー 販売名 ワイヤークッターYS

インスツルメントオイル (防錆剤入)

プライヤー類のメンテナンスに！

- プライヤー、カッターなどの可動部（ジョイント部）を有するインスツルメントには動きを維持するため、定期的に注油を行って下さい。油切れを起こすと機能を損なう恐れがあります。また、防錆剤により、錆びやすいジョイント部からの錆びの発生を防ぎます。
- インスツルメントを洗浄後、オートクレーブ前に少量塗布して下さい。
※詳しくはP.48をご覧ください。



●マウスピース型矯正装置【アライナー】を治療状況に合わせて、形状加工できます。



ティアドロップ
コード No.22210
標準価格 24,000円



ホールパンチ
コード No.22213
標準価格 24,000円



パーティカル
コード No.22211
標準価格 24,000円



ホライゾンタル
コード No.22212
標準価格 24,000円

穴あけタイプ

- スムーズな切れ味！
- バリが残らず後処理不要！

切断時、凹側と凸側の全周が同時にあたるとはならず、先端側の1点のみが先にあたります。

切断のきっかけとなる力が1点に集中するため、切れ味が良く、きれいな切り口になります。

くぼみ付タイプ

- 先端部の厚みが薄い
ため切縁近くまで入ります。
- 切縁近くにくぼみを付与することができます。




穴あけタイプ

[ティアドロップ]



- アライナーの歯頸部辺縁にエラスティックをかけるためのティアドロップ状の穴をあけることができます。


[ホールパンチ]



- リングボタンやブラケットを併用する際、アライナーの辺縁に装着位置を確保するための、半月状の穴をあけることができます。その際、凸側の中央ラインで中央位置を特定できます。


くぼみ付タイプ

[パーティカル]



- 頬側、舌側の近遠心に垂直的なくぼみを付与できます。

[ホライゾンタル]




- 頬側、舌側に水平的なくぼみを付与できます。

医療機器届出番号 11B1X1000639D148
一般的名称 歯科矯正用プライヤー 販売名 アライナー用プライヤー

タイングプライヤー





1/1



YS-506
コード No.22506
標準価格 24,200円
スタイナータイプ



YS-507
コード No.22507
標準価格 29,100円
クーンタイプ



YS-508
コード No.22508
標準価格 14,600円

医療機器届出番号 11B1X1000658D201
一般的名称 歯科矯正用結さつ器 販売名 タイングプライヤー

リガチャーインスツルメント



1/1



YS-704A コード No.22754
標準価格 5,850円
ツイスター



YS-704B コード No.22755
標準価格 3,450円



YS-704 コード No.22704
標準価格 4,100円

医療機器届出番号 11B1X1000658D202
一般的名称 歯科矯正用結さつ器 販売名 リガチャーインスツルメント

バンドプッシャー YS-701



1/1



コード No.22753
標準価格 9,700円

医療機器届出番号 11B1X1000658D301
一般的名称 歯科矯正用バンドプッシャー 販売名 バンドプッシャー


バンドシーター YS-703



1/1



コード No.22703
標準価格 5,100円



※緑色部/材質 PP 耐熱温度155℃

医療機器届出番号 11B1X1000658D302
一般的名称 歯科矯正用バンドプッシャー 販売名 バンドシーター

モジュールプライヤー



1/1



直
コード No.22509
標準価格 13,400円



曲
コード No.22510
標準価格 13,400円



直 溝付
コード No.22511
標準価格 13,400円

●モジュールを溝で
確実に保持します。

医療機器届出番号 11B1X1000639D107
一般的名称 歯科矯正用プライヤー 販売名 モジュールプライヤー

モジュールプライヤー モスキート



1/1



直 コード No.22513
標準価格 9,150円



曲 コード No.22514
標準価格 9,700円

医療機器届出番号 11B1X1000639D107
一般的名称 歯科矯正用プライヤー 販売名 モジュールプライヤー

モジュールプライヤーセパレーター YS-551



1/1

●先端部がコンパクトな為、歯間離開用モジュールの装着がスムーズにできます。



コード No.22551
標準価格 24,200円



医療機器届出番号 11B1X1000639D107
一般的名称 歯科矯正用プライヤー 販売名 モジュールプライヤー

余剰セメント除去器




1/1

●#1はプローラーとスケーラーの組合わせで、余剰なセメントやボンディング材を効率よく除去できます。
●#2はグレーシーキュレットの#G11-12と同じ屈曲をしているため、臼歯部隣接面まで屈きやすくなっています。



#1 コード No.13205
標準価格 4,000円



#2 (臼歯用) コード No.13206
標準価格 4,400円

医療機器届出番号 11B1X1000642D015
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 余剰セメント除去器

ブラケットピンセット




1/1



コード No.22761
標準価格 9,700円



●滑りやすいブラケットを確実に保持できます。



●アンギュレーション調整。



●3.5/4.5 4.0/5.0の目盛りが付いており、ブラケットの位置が確認できます。

医療機器届出番号 1181X1000636D021
一般的名称 ピンセット 販売名 ブラケットピンセット

ブーンゲージ YS-39



2/3

※ポジションニングの高さ
4.5mm
4.0mm
3.5mm



コード No.22939
標準価格 10,700円

医療機器届出番号 1181X1000658D602
一般的名称 歯列矯正用位置測定器具 販売名 ブーンゲージ

ロッキングツイザー



1/1



YS-707 S コード No.22707
標準価格 4,000円



YS-708 L コード No.22708
標準価格 4,000円

医療機器届出番号 1181X1000636D016
一般的名称 ピンセット 販売名 ロッキングツイザー

ハンディトーチ Ortho



2/3

- 細い炎なので、矯正治療等の細かい作業に適しています。
- ワックスが目づまりしにくいデザインです。
- 手持ち・卓上のいずれでも使用できます。
- 火力の微調整が可能で、炎は安定しています。



サイズ/W76.6×D54.5×H154mm

コード No.22772
標準価格 13,400円

仕様

重さ/245g(スクリーン板付)
ガス量/15g
燃焼時間/約80分
火炎温度/1,300°C(青火)



製品構造



別売

ガスボンベ
コード No.22767
標準価格 750円 (130g)


※専用のガスボンベをご使用ください。故障の原因となる恐れがあります。

医療機器届出番号 1181X100069D001
一般的名称 歯科用バーナー 販売名 ハンディトーチ

チンキャップ



3/4



コード No.22868
標準価格 2,650円



上顎牽引用 コード No.22869
標準価格 3,200円

医療機器届出番号 1181X1000658D501
一般的名称 歯列矯正用チンキャップ 販売名 チンキャップ

YS-706 スクレイパー



1/1



コード No.22706
標準価格 4,000円

構成咬合器 YS-714



1/2




コード No.22714
標準価格 12,100円

医療機器届出番号 1181X1000668D003
一般的名称 歯科用咬合器 販売名 構成咬合器

タイプドントティース 28本組



1/1



コード No.22834
標準価格 40,000円

YS-802A タイポドント咬合器



3/5



コード No.22822
標準価格 25,500円

[植立例]



※製品は、ワックスアップされていません。

テンションゲージ



2/3

●スプリングやエラスティックの力の強さ、矯正力の大きさを測定できます。



YS-31 5N コード No.22955
標準価格 12,100円



●測定値に赤い針が残り、正確に読み取れます。

1/1



※測定可能値/5N
※単位/ニュートン(1N≒100g)

YS-31D ダイアル式 コード No.22930
標準価格 53,300円




医療機器届出番号 1181X1000658D601
一般的名称 歯列矯正用位置測定器具 販売名 テンションゲージ

矯正ノギス YS-33 15cm



2/3



コード No.22933
標準価格 18,200円

医療機器届出番号 1181X1000658D603
一般的名称 歯列矯正用位置測定器具 販売名 矯正ノギス

YS-34 模型計測器 (図表付)



2/3



コード No.22934
標準価格 21,800円 (図表25枚付)


単品

図表 25枚組
コード No.90095
標準価格 1,100円

YS-40 トレーシングプレート



1/4



コード No.22940
標準価格 3,200円

サイズ/W210×D130mm


カラートレー プレミアム



- サイズごとに色分けされているため、トレーの識別に便利です。
- トレー部分が適度に柔らかく、サイズの微調整ができます。


▶アルミ製

上顎用



コードNo.	品名	サイズ (mm)				標準価格
		a	b	c	d	
19101	ピンク	57	48	12	20	3,650円
19102	ブルー	62	54	12	20	3,650円
19103	レッド	68	60	12	22	3,650円
19104	ゴールド	75	65	12	22	3,650円
19105	バイオレット	84	70	13	22	3,650円

下顎用



コードNo.	品名	サイズ (mm)				標準価格
		a	b	c	d	
19111	ピンク	62	44	15	20	3,650円
19112	ブルー	70	48	15	20	3,650円
19113	レッド	75	50	15	20	3,650円
19114	ゴールド	82	53	17	22	3,650円
19115	バイオレット	88	55	17	22	3,650円

※トレークリーナー使用不可
 ※カラーリングノ材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000668D101
 一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 カラートレー