

New Product Jan 21st, 2025 YDM

クリアランスゲージ



- ・ハイブリットレジンのCAD/CAM冠や、CAD/CAMインレーには、金属の補綴物に比べ一定の厚み(クリアランス)の確保が必要となります。
- ・ゲージ先端径が2種類 $(\phi 1.5/\phi 2.0)$ あるため、クリアランスの確認が容易です。
- ・先端が球状なため、どの向きで計測しても同サイズになり、操作性に優れています。




コード No.13201 標準価格 **4,800**円







写真提供:窪田 努 先生(クボタ歯科院長)




※サイズは各メーカーの指定に従ってください。

φ1.5mm O



- ・大臼歯の頬粘膜までしっかり排除し、咬合面撮影時に有効です。
- ・デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)の使用時に有効です。





T. L'NIO	口々	標準価格	サイズ (mm)	
コードNo.	品名		а	b
22723	大人用	6,800円	80	12
22724	小児用	6.800円	67	9



歯列弓状の圧排部が臼歯部の頬粘膜まで届いてしっかり排除できます。





リトラクターのハンドルは、撮影の邪魔にならず、 患者さんが把持しやすい設計です。





医療機器届出番号 11B1X1000650D104 一般的名称 歯科用開創器 販売名 ディープリトラクター SU型

ディープリトラクター

片顎用



- ・デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)の使用時に有効です。
- ・頬粘膜をしっかり排除し、形成時にも使用が可能です。




コード No.22721 標準価格 6,800円

(上顎右側・下顎左側用)



コード No.22722 標準価格 6,800円

(上顎左側・下顎右側用)



サイズ (mm)						
а	b	С				
21	40	12				

スキャニング時

形成時





写真提供:津田 宏尚 先生(インプラントセンター津田デンタルクリニック院長)

医療機器届出番号 11B1X1000650D105 一般的名称 歯科用開創器 販売名 ディープリトラクター

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM 製造販売元

発売株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525 東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 http://www.dental-plaza.com/

TEL03-3834-6161