

New Product

October 21st, 2019 YDM


● メタルコアリムービング ダブルドライバー

Focusing 2本《直・曲》のドライバーで安全かつスムーズにメタルコアを撤去!

- ・力を頬舌側から均等に歯軸方向へ作用させるため、歯質への襲撃が少ない。
- ・前歯部から臼歯部まで部位を選ばずにアクセスできる。
- ・ドライバー先端部の厚みが0.4mmと薄いため、コアの切削量が少ない。
- ・残存歯質の高さに差があっても使用可能。※注1



舌・口蓋側には先端が【15° 屈曲】した「曲舌側用」を用いることで、反対側の歯列を避けて咬合面と平行にアクセスが可能。歯軸方向に力を作用させて歯根破折を防ぎます。



※ハンドルに直類側用「DDT-S」・曲舌側用「DDT-C」と刻印が入っています。

【分割コア除去症例】



写真提供：北村和夫先生
 (日本歯科大学附属病院 総合診療科 教授)



※注1：高低差が大きすぎると回転トルクが生じて危険なため、歯質を残すように配慮しながら、できる限り差が小さくなるように調整して下さい。

New Product

剥離子 オーダーシステム



「ハンドル」と「双方の先端部」を自由に組み合わせて、オリジナル剥離子をオーダーできる【剥離子 オーダーシステム】に
 ミニマルインターベンションを追及した骨膜剥離子が新たにラインナップ！

推奨パターン 山本松男先生 推奨 昭和大学歯学部 歯周病学講座 教授

- スプーン状の先端部には周囲300°に鋭いブレードが付いています。
- 極小サイズのため、狭い歯間部等でも歯周組織に与えるダメージを最小限に抑えて剥離できます。
- 鋭匙として細部での不良肉芽の除去にも有用です。



歯間が2mm程度の狭い場合に、極小サイズの先端部が有効。
 歯肉弁の直下にある骨膜（結合組織）を剥離することができ、
 狭い（血流の乏しい）歯肉組織へのダメージを減少させます。




極小スプーン状の先端部は鋭匙としても有用。クレーター状骨欠損部等でも
 骨を削除することなく、不良肉芽のみを掻き出すことができます。

写真提供：山本松男先生（昭和大学歯学部 歯周病学講座 教授）

ご注文方法

コード No.	品名	標準価格
15001	丸柄 カラクサ	10,800円
15002	角柄 太	10,300円
15003	角柄 細	9,700円

※標準価格はハンドルと双方の先端部を組み合わせたものです。



【組合わせ例】

ハンドル：角柄 細
 先端部：HC6、HC7 をご指定の場合


コード No.15003 「剥離子 オーダーシステム 角柄 細 + HC6 + HC7」



詳しくはYDMホームページ掲載のカタログをご覧ください。
<http://www.ydm.co.jp/catalog.html>




先端部



刃付



刃付



刃付



刃付

ハンドル



※長さ/110mm
 ※径/φ9.5mm



※長さ/80mm
 ※径/φ8.0mm



※長さ/110mm
 ※径/φ6.5mm

New Product

● 骨膜剥離子 #9

● 広範囲の骨膜の剥離や組織の排除・保護に使用する《モルト#9》です。




コード No.15131
標準価格 10,300円

刃付

医療機器届出番号 11B1X1000642D012
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 骨膜剥離子

● 粘膜剥離子 #13

● 広範囲の粘膜や嚢胞壁の剥離、組織の排除・保護に使用します。



コード No.15141
標準価格 10,800円

刃付

医療機器届出番号 11B1X1000642D013
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 粘膜剥離子

● 抜糸バサミ ロングスリム



今までなかった長い抜糸バサミ！
智歯など臼歯部の届きにくい部位に
ラクに届いてスムーズに操作できます。



「ロングスリム」は臼歯部の抜糸時に手指を口腔内に入れることなく術部まで届くため、視野の邪魔になりません。

写真提供：林 康弘先生（林歯科医院 院長）



コード No.12832
標準価格 11,600円

サイズ / 150mm

医療機器届出番号 11B1X1000635D003
一般的名称 はさみ 販売名 抜糸バサミ

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2019年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>