

# New Product

Oct 21st, 2020 YDM

## ● デブライドメント用インスツルメント #11-12 チタン製

Focusing

### インプラントにも使用可能なチタン製が登場!

- ・鋭角すぎないカッティングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。
- ・インプラント上部構造の基底部にも有効です。



※先端幅 /0.4mm

- 歯肉縁下操作でも安全な丸い先端部
- フラットな刃部内面が歯面にフィットし、バイオフィルムをしっかりキャッチ
- 探針のように細く、適度にしなる先端部



NEW

コード No.09226  
標準価格 5,800円

※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。



写真提供：長内 香織 歯科衛生士  
(麻布東京デンタルクリニック)



写真提供：延田 万里 歯科衛生士  
(歯科・林 美穂医院)

## デブライトメント用インスツルメント #11-12 紹介動画

※チタン製ではありません



左記 QR コードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

URL : <https://youtu.be/zg-lx8JKXqA>

# New Product

## ● デブライドメント用インスツルメント #11-12

**Focusing**

探針でも Gキュレットでもない。

やさしい側方圧でバイオフィルムをはがし取る

メンテナンス期のインスツルメンテーションに!



コード No.09225  
標準価格 4,000円


※先端幅 /0.4mm

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

考案：波多野映子 歯科衛生士（古畑歯科医院）

推奨：内山 茂先生（東京医科歯科大学 臨床研修医指導医）

DBI = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)



タイトな歯肉溝にも負担なく挿入。



先端内面がフラットなため、引き上げる際にバイオフィルムを逃がしません。



先端両側の角が鋭角すぎないため、補綴物を傷つけません。



細かな沈着物の除去に。



狭い歯間部にも容易に挿入。

写真提供：古畑歯科医院様



歯肉縁下操作でも安全な丸い先端部



【探針のように細く、適度にしなる先端部】  
歯周組織に負担なく挿入、繊細な操作ができます。

【フラットな先端内面】  
歯面にフィットし、バイオフィルムを漏らさずキャッチします。

【鋭すぎない先端両側の角】  
オーバートリートメントを防ぎます。また、補綴物を傷つけません。

【Gキュレット#11-12の屈曲】  
歯肉縁下で根面に沿わせやすく、臼歯部  
や根分岐部への到達性も良好。



Gキュレット DBI

繊細さでM Iを追及

DBI = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)

医療機器届出番号 11B1X1000662D211  
一般的名称 歯科用スケラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント


## ルートキャナルプラグー MS

Focusing

太めの超音波チップにも対応できる先端径を追加。  
より使いやすく、機能性UPして新登場！



写真提供：吉岡隆知先生  
(吉岡デンタルオフィス 院長  
東京医科歯科大学 臨床教授)





3.0mm

NEW

Φ0.4-0.6

コード No.32306

標準価格 6,050円





3.0mm

NEW

Φ0.8-1.0

コード No.32307

標準価格 6,050円



6.0mm


φ0.6mm

●深さ6.0mmに形成した根管に対応するロングタイプです

#2L

コード No.32303

標準価格 6,600円



医療機器届出番号 11B1X1000665D504  
一般的名称 歯科用根管プラグ 販売名 ルートキャナルプラグーMS

# New Product

## ● マイクロミラータイプ2

**Focusing**

ストレートタイプ追加！！  
さまざまな症例に対応可能となりました

[表面反射式]



写真提供：吉岡隆知先生  
(吉岡デンタルオフィス 院長  
東京医科歯科大学 臨床教授)

φ4.0mm



**NEW** #1S

コード No.14911  
標準価格 5,500円(5入)

φ5.0mm



**NEW** #2S

コード No.14912  
標準価格 5,500円(5入)

2.0mm



**NEW** #3S

コード No.14913  
標準価格 5,500円(5入)

3.0mm



**NEW** #4S

コード No.14914  
標準価格 5,500円(5入)



# 1

コード No.14901  
標準価格 5,500円(5入)



# 2

コード No.14902  
標準価格 5,500円(5入)



# 3

コード No.14903  
標準価格 5,500円(5入)



# 4

コード No.14904  
標準価格 5,500円(5入)

マイクロミラータイプ2  
ストレートタイプ 紹介動画

下記 QR コードをスマートフォンや  
タブレット端のバーコードリーダーで  
読み取ってください。



URL : <https://youtu.be/xTc61XwJigM>

医療機器届出番号 11B1X1000634D019  
一般的名称 歯鏡 販売名 マイクロミラー タイプ2

## ● マイクロハンドル

- ペリオ・インプラント等、マイクロサージェリー用ミラー・メスに使用するハンドルです。
- ハンドル後部を回すだけで、簡単に着脱ができます。



L コード No.14689  
標準価格 18,200円


サイズ/φ8.0mm



コード No.14690  
標準価格 18,200円

サイズ/φ6.0mm

[装着方法]



医療機器届出番号 11B1X1000634D006  
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 マイクロハンドル

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。  
※掲載製品の標準価格は、2020年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

<http://www.dental-plaza.com/>