

デブライドメント用インスツルメント 丸柄



[臨床動画]

デブライドメント用インスツルメントに丸柄が新登場

- ・短いハンドルで操作性が良く、マイクロスコープを使用した施術に有効です。
- ・9.5mmの太めのハンドルで安定した施術が可能です。



写真提供:
波多野映子 歯科衛生士
(古畑歯科医院)

写真提供:
片山 章子 歯科衛生士
(PCD 片山塾)

写真提供:
延田 万里 歯科衛生士
(歯科・林美穂医院)



写真提供:
三木 和子 歯科衛生士
(天川デンタルオフィス外苑前)

写真提供:
長内 香織 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)

写真提供:
鈴木 佐栄子 歯科衛生士
(鶴見中央歯科クリニック)

11-12

コード No.09229

標準価格 **4,800円**



サイズ / 169mm ハンドル径 / 9.5mm

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

11-12 チタン製

コード No.09230

標準価格 **6,600円**



サイズ / 169mm ハンドル径 / 9.5mm

※カラーリング / 材質 Si 耐熱温度260°C


※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。

デブライドメント用インスツルメント

- ・歯周組織に負担なく挿入、繊細な操作が可能です。
- ・歯面にフィットし、バイオフィルムを漏らさず除去します。
- ・先端両側の角が鋭角すぎないため、補綴物を傷つけません。

サイズ/180mm
ハンドル径/5.0mm





11-12 コード No.09225
標準価格 4,000円 

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

- ・鋭利すぎないカッピングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。
- ・インプラント上部構造の基底部にも有効です。


サイズ/180mm
ハンドル径/5.0mm



11-12 チタン製 コード No.09226
標準価格 5,800円  

※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260°C
※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。

DBI = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)




医療機器届出番号 11B1X1000662D211 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント


デブライドメント用スケーラー

- ・グレーシーキュレット#11-12と同じ屈曲をしているため、臼歯隣接面のスケーリングが容易です。
- ・小さく薄いブレードが前歯歯頸部や歯間部のスケーリングに適しています。
- ・セメント除去にも有効です。


サイズ/170mm
ハンドル径/7.0mm 



11-12 コード No.09227
標準価格 4,400円 



写真提供: 長内 香織 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック) 写真提供: 萬田 久美子 歯科衛生士 (フリーランス)



※ハンドルに「DBS」と刻印が入っています。

医療機器届出番号 11B1X1000662D212 一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用 スケーラー

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2022年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。