


## ペリオプローブ 丸柄

- 9.5mmの太めのハンドルで安定した施術が可能です。
- 先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- 先端目盛りは、黒酸化皮膜処理によるマーキング刻印で落ちにくく耐久性に優れています。




# 4

コード No.09504  
 標準価格 **4,800円**  
 先端径/φ0.45mm



# 5

コード No.09505  
 標準価格 **4,800円**  
 先端径/φ0.45mm



# 6

コード No.09506  
 標準価格 **4,800円**  
 先端径/φ0.45mm



ハンドル径/9.5mm

ペリオプローブ 丸柄 #6



写真提供：  
 築山 鉄平 先生  
 (つきやま歯科医院  
 専門医療クリニック天神 院長)

ペリオプローブ 丸柄 #5



写真提供：  
 川崎 律子 歯科衛生士  
 (長谷川歯科医院)

# ペリオプローブ




1/1

- ・先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- ・先端目盛りは、黒酸化皮膜処理によるマーキング刻印で落ちにくく耐久性に優れています。




**# 1** コード No.09510  
標準価格 **4,400円**  
先端径/φ0.45mm




**# 2** コード No.09550  
標準価格 **4,400円**  
先端径/φ0.45mm



**# 4** コード No.09554  
標準価格 **4,400円**  
先端径/φ0.45mm




**# 5** コード No.09555  
標準価格 **4,400円**  
先端径/φ0.45mm




**チタン製 # 5** コード No.09575  
標準価格 **5,850円**  
先端径/φ0.45mm

●インプラントメンテナンス用



**# 6** コード No.09557  
標準価格 **4,400円**  
先端径/φ0.45mm



**# 7** コード No.09558  
標準価格 **4,400円**  
先端径/φ0.45mm

# ペリオプローブ



1/1

- ・先端目盛りは、黒酸化皮膜処理によるマーキング刻印で落ちにくく耐久性に優れています。



**WHO(ウルトラ)** コード No.09556  
標準価格 **4,800円**  
先端径/φ0.5mm


●変形・破損せず、長期間使用できます。  
▶超弾性金属 (ニッケルチタン) 製




**WHO** コード No.09551  
標準価格 **4,400円**  
先端径/φ0.5mm




**CPITN-C** コード No.09552  
標準価格 **4,400円**  
先端径/φ0.5mm



**平形** コード No.09520  
標準価格 **4,400円**  
先端径/幅 0.8mm 厚さ 0.4mm



**分岐部用** コード No.09202  
標準価格 **4,750円**  
先端径/φ0.6mm



写真提供:  
三木 和子 歯科衛生士  
(天川デンタルオフィス外苑前)



●根分岐部へ挿入しやすい形状です。

# グラムプローブ

- ・20~25gで加重すると、ピンに触れるようになっています。

1/1




**# 2** コード No.09204  
標準価格 **5,830円**  
先端径/φ0.45mm



**# 5** コード No.09203  
標準価格 **5,830円**  
先端径/φ0.45mm



**CPITN-C** コード No.09205  
標準価格 **5,830円**  
先端径/φ0.5mm




# カラープローブ

## ポイント式




- 樹脂製のため、インプラントや補綴物を傷つけません。
- 測定値が見やすいカラーリングです。
- 先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- ハンドルはミラーハンドルを使用します。専用ハンドルではないのでコストを抑えられます。


1/1



# 2 コード No.23522  
標準価格 6,000円 (5入)  
先端径/φ0.45mm





# 4 コード No.23524  
標準価格 6,000円 (5入)  
先端径/φ0.45mm



# 5 コード No.23525  
標準価格 6,000円 (5入)  
先端径/φ0.45mm

※材質 PPSU 耐熱温度200℃



医療機器届出番号 11B1X1000664D007 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 カラープローブ ポイント式

# ミラーハンドル

## スケール付



1/1



グリーン コード No.13118  
標準価格 550円



ブルー コード No.13119  
標準価格 550円



ピンク コード No.13120  
標準価格 550円

医療機器届出番号 11B1X1000625D003 一般的名称 歯鏡 販売名 ミラーハンドル

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。  
※掲載製品の標準価格は、2023年7月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail [ydm@ydm.co.jp](mailto:ydm@ydm.co.jp)

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525  
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161  
<http://www.dental-plaza.com/>