

## ディープリトラクター

片顎用



### ディープリトラクターに片顎用が新登場

- デジタル印象採得装置 (口腔内スキャナ) の使用時に有効です。
- 頬粘膜をしっかり排除し、形成時にも使用が可能です。



# 1

コード No.22721  
 標準価格 6,440円

(上顎右側・下顎左側用)


スキャン時



形成時



写真提供: 津田 宏尚 先生 (インプラントセンター津田デンタルクリニック院長)



サイズ (mm)		
a	b	c
21	40	12

# 2

コード No.22722  
 標準価格 6,440円


(上顎左側・下顎右側用)



# ディープリトラクター SU 型




- ・大白歯の頬粘膜までしっかり排除し、咬合面撮影時に有効です。
- ・デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)の使用時に有効です。



**大人用** コード No.22723  
標準価格 6,440円




**小児用** コード No.22724  
標準価格 6,440円



コードNo.	品名	サイズ (mm)	
		a	b
22723	大人用	80	12
22724	小児用	67	9




歯列弓状の圧排部が臼歯部の頬粘膜まで届いてしっかり排除できます。



リトラクターのハンドルは、撮影の邪魔にならず、患者さんが把持しやすい設計です。

写真提供: 銀座矯正歯科



デジタル印象のスキャニング時にも有効です。

医療機器届出番号 11B1X1000650D104 一般的名称 歯科用開創器 販売名 ディープリトラクター SU型

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。  
※掲載製品の標準価格は、2024年6月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525  
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161  
http://www.dental-plaza.com/