

婦人科鉗子 胎盤用

THE BEST PARTNER OF DOCTORS



SINCE 1948

Gynecological forceps for placenta




AI-23C

サイズ / 230mm
先端幅 / 4mm
注文コード 806-33
標準価格 ¥18,000




AI-24C

サイズ / 230mm
先端幅 / 6.5mm
注文コード 806-34
標準価格 ¥18,000




AI-25C

サイズ / 230mm
先端幅 / 9mm
注文コード 806-35
標準価格 ¥18,000



AI-26C

サイズ / 240mm
先端幅 / 12mm
注文コード 806-36
標準価格 ¥18,000



AI-27C

サイズ / 250mm
先端幅 / 15mm
注文コード 806-37
標準価格 ¥18,000

医療機器届出番号 11B1X1000639M019

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2018年12月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元 / 株式会社YDM

医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 / 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX 03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp