


生検鉗子 回転型

Biopsy forceps

THE BEST PARTNER OF DOCTORS




SINCE 1948




先端部の角度を調節できる！
簡単操作で着脱可能なチップ！

《分解図》




様々な角度で使用ができます。

注文コード	品名	サイズ	先端サイズ	標準価格
			幅	
809-31	AH-11S	230mm	7 × 3 mm	¥105,000



注文コード	品名	サイズ	先端サイズ	標準価格
			幅	
809-32	AH-12S	230mm	4 × 2.3 mm	¥105,000



注文コード	品名	サイズ	先端サイズ	標準価格
			幅	
809-33	AH-13S	230mm	6 × 3.8 mm	¥105,000

- 交換チップ 単品 -



AH-11P

注文コード 809-34
標準価格 ¥65,000

AH-12P

注文コード 809-35
標準価格 ¥65,000

AH-13P

注文コード 809-36
標準価格 ¥65,000

※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載商品の標準価格は、2021年5月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元 / 株式会社YDM
医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 / 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20
TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991

