


# スクリューヘッドが 潰れる なめる 破損する そんな時のメディザウルス®!

タテ溝がネジの頭に  
 くらいつき効率よく  
 回す事が可能です。

メディザウルス  
 先端部イラスト




## 一般的な鉗子と メディザウルス®との比較




一般的な鉗子

一般的な鉗子はハの字になっ  
 ており接触面積が少なく滑り  
 やすい。





メディザウルス

接触面積が大きくなるように  
 タテ溝角度を設計。得られる  
 高い摩擦力で、ネジを回す事が  
 可能です。



アーチ状に設計されているので、  
 しっかりとつかんで外すことが可能です。

 × 	
品番	81721
品名	メディザウルス AP21S
サイズ	170mm
標準価格	42,000 円
特許4471315号 / 材質ステンレス 医療機器届出番号 11B1X1000658M601 一般的名称 手術用レンチ 販売名 メディザウルス	

・メディザウルスは(株)エンジニアの登録商標です。  
 ・この製品は(株)エンジニアから特許の許諾を受けて生産しています。

株式会社**YDM** メディカル事業部



※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。  
 ※掲載商品の標準価格は、2025年4月1日現在のものです。  
 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 / 株式会社**YDM** 医療機器許可番号 11B1X10006

<http://www.ydm.co.jp/> E-mail [ydm@ydm.co.jp](mailto:ydm@ydm.co.jp)

問 合 先 / 〒114-0014 東京都北区田端6 - 5 - 20

TEL: 03 - 3824 - 5515 FAX: 03 - 3827 - 8991