





有窓鋭匙 Ring curette


曲 マーカー付



FB-01R2
 サイズ / 280mm
 注文コード 838-84
 標準価格 ¥30,000
 A=6mm



FB-01L2
 サイズ / 280mm
 注文コード 838-87
 標準価格 ¥30,000
 A=6mm



Product information

有窓鋭匙について・・・
 先端のリングは、中空形状で刃が付いています。
 手術時等には、病変・人体組織を除去する事が出来ます。

マーカー付について・・・
 等間隔のマーカーを付けることで術部への深度を確認する事が出来ます。

医療機器届出番号 11B1X1000637M101
 一般的名称 輪ひ 販売名 有窓鋭匙

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
 ※掲載製品の標準価格は、2024年11月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元 / 株式会社YDM

医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515

FAX03-3827-8991

<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp