

2025年4月吉日

お客様 各位

「メディザウルス AP21S」発売のご案内

株式会社YDM メディカル事業部
〒114-0014 東京都北区田端 6-5-20
TEL 03-3824-5515 FAX 03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/>

拝啓 時下ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、新製品として「**メディザウルス AP21S**」を発売することとなりましたのでご案内申し上げます。

「**メディザウルス®**」は1948年の創業以来77年間医療用鋼製小物の製造販売を行ってきた株式会社YDMと、「**ネジザウルス®**」でお馴染みの株式会社エンジニアが共同開発をした製品です。

「**ネジザウルス®**」は先端部にタテ溝と、対象物への接触面積を大きくするための設計を有しており、ネジ頭の潰れや固着で通常のドライバーでは取り外しが困難なネジを外すための鉗子型の工具です。

本製品は医療現場の声をもとに開発を進め、「**ネジザウルス®**」の機能をそのままに洗浄・滅菌に耐え得る医療機器として販売をいたします。なお、ご注文及び商品に関するお問合せにつきましては、弊社もしくはお取引先の代理店へご連絡下さいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社への変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

商品名	「 メディザウルス AP21S 」
発売日	2025年4月25日（金）
標準価格	42,000円（税抜き）

以上