


Fiber Cutter

ファイバーカッター

コード No.151911
標準価格 ¥11,000


グラスファイバー製ポストを **カンタン** に **正確** に切断できます。



★ファイバーカッター 3つの特徴

1. 軽い力でカンタンに切断!
2. 切断面のケバ立ちがない!
3. ガラス繊維の粉塵がでない!

★なるほど機能!



ホルダー
コード No.151912
標準価格 ¥2,400

カットしたグラスファイバー製ポストは
ホルダー内に収まります。

目盛りが付いているため、切りたい長さに
合わせてカットできます。

※切断可能範囲 / 5 ~ 15mm

※サイズ / 130mm
※ホルダー / 材質 TPX 耐熱温度 160°C

※汚染度が高い場合は、グルタール製剤での消毒をおすすめいたします。※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。※掲載製品の標準価格は、2009年7月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

<http://www.dental-plaza.com/>