

Handy Torch



Handy Torch



ハンディトーチ

Labo コード No.101773 標準価格 ¥12,100

Ortho コード No.101774 標準価格 ¥12,100

ワックスが目づまりしない設計



ハンディトーチを寝かせて使用する場合、炎が真上に向かないため、作業時にワックスが火口に落ちない設計になっています。

選べる2種類

Ortho

細い炎。
細かい作業に適しています。

Labo

大きい炎。
パワフルな作業に適しています。

スクリーン板付

炎が見やすくなります。

ワンタッチ操作

片手で、着火と炎の調整ができます。

医療機器届出番号 11B1X100069D001

【製品構造】



【仕様】 重さ / 245g (スクリーン板付)
ガス量 / 15g
燃焼時間 / Labo 約 35 分
Ortho 約 80 分
火炎温度 / 1,300°C (青火)

【別売】 ガスボンベ (130g)
コード No.101771 標準価格 ¥600

※汚染度が高い場合は、グルタール製剤での消毒をおすすめいたします。 ※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※掲載製品の標準価格は、2009年11月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

<http://www.dental-plaza.com/>