



Others

## ワンタッチコットンボックス



### 補充用裏フタ付

常に新しいコットンを裏から補充できるので衛生的です。



### 取出しフレーム付

連なるコットンも一枚ずつカンタンに取り出すことができます。

## 2連

コード No.151-456  
標準価格 ¥6,600

サイズ/W100×D50×H60

## 3連

コード No.151-459  
標準価格 ¥12,100

ロール綿・カット綿の他に、お好みに応じてガーゼ等を入れることができます。

サイズ/W150×D50×H60

## ワンタッチコットンボックス2

### アルコール用

●アルコールの蒸発を防止します。



### S

コード No.151-467  
標準価格 ¥4,400  
サイズ/φ80×H57

### L

コード No.151-468  
標準価格 ¥7,200  
サイズ/φ98×H80



バネの交換ができます。

### 別売

アルコール用 蝶番 標準価格 各 ¥700  
S コードNo.151-469  
L コードNo.151-470

## ワンタッチコットンボックス

### 綿球用

コード No.151-460 標準価格 ¥7,800

- 適度な大きさのフレームで区切られているため、連なる綿球を1個ずつカンタンに取り出すことができます。
- 市販の綿球箱(箱サイズ/W35×D46×H40)を裏からセットして使用します。



サイズ/W46×D46×H50

### ロールワッテ用

コード No.151-466 標準価格 ¥6,000

- ワンタッチ開閉なので、押すだけでスムーズにフタが開閉します。
- 常に新しいロールワッテを裏から補充できるので、衛生的です。



サイズ/W68×D75×H65

## ワンプッシュリキッドボトル

コード No. 151-464 標準価格 各 ¥3,000  
(ディッシュ 5 枚入)

- 軽く押すだけで、薬液を1滴出すことができます。ディッシュの中央部を軽く押すだけで、上部のノズルより薬液が1滴落ちてきます。ディッシュに薬液を少量ためておくこともできます。
- ディッシュは、患者さんごとに交換でき、感染予防に有効です。  
※ラバーベース/材質 Si 耐熱温度260℃  
※ディッシュ/材質 Si 耐熱温度260℃  
※ボトル/材質PP 耐熱温度155℃
- ボトルに使用可能な薬剤  
FG/FC/CC/OX/AL等に最適です。  
※ただし、クロロホルム/次亜塩素酸ナトリウム/ヨウ素を含む薬剤の使用は避け下さい。容器を溶かしたり、ノズルの目詰まり・サビの原因になります。




- 5色のカラフルなボトル  
※使用薬液ごとに分けられます。



サイズ/W26×D26×H35

#### 別売

ディッシュ コードNo. 151-465 標準価格 ¥800(5入)  
ノズル コードNo. 101-999 標準価格 ¥1,100(5入)



※スタンド付セットもあります。  
(ボトル3個収納可能)  
ワンプッシュリキッドボトル セット  
コードNo. 151-462 標準価格 ¥14,900  
(ボトル(グレー・アイボリー・グリーン)各1個、)  
スタンド、ディッシュ15枚入  
サイズ/W100×D52×H55

## 薬瓶スタンド ワンタッチ

上部カバーをハネ上げるだけで開閉が行えます。  
従来のガラスキャップと異なり、手で開閉する煩わしさがありません。

コード No. 151-461 標準価格 ¥9,300

- 今までご使用の角薬瓶(26×26mm)が、そのままお使いいただけます。
- ※ラバーベース/材質 Si 耐熱温度260℃
- ※製品に角薬瓶は含まれません。

#### 別売

シリコンフタ コードNo. 101-999 標準価格 ¥1,000(3入)  
フタ(ステンレス) コードNo. 101-999 標準価格 ¥1,000

サイズ/W100×D52×H55



※汚染度が高い場合は、グルタラール製剤での消毒をおすすめいたします。 ※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。  
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※掲載製品の標準価格は、2009年11月1日現在のものです。  
※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525  
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161  
<http://www.dental-plaza.com/>