

# ハンディートーチ

標準価格 各 13,400 円



## ワックスづまりを回避

炎が真上に向かない 70°設計。  
火口にワックスが垂れるのを防ぎ、長持ちします。

## 転がらない安全設計

横に倒して使っても、安定感のある形状。  
転がらないから、安全に使えます。

## 2種類の炎の太さ

### Ortho



細い炎

細かい作業に適しています。



Ortho  
コード No.22772

### 仕様

重さ / 245g (スクリーン板付)  
ガス量 / 15g  
燃焼時間 / Labo 約 35 分  
Ortho 約 80 分  
火炎温度 / 1,300°C (青火)

### Labo



太い炎

パワフルな作業に適しています。



Labo  
コード No.22771

### 単品

ガスボンベ (130 g)  
コード No.22767 標準価格 ¥750



補充用ガスは、弊社製品をご使用下さい。  
故障の原因となる恐れがございます。

※ 本体サイズ / W76.6 × D54.5 × H154  
※ オートクレーブ滅菌不可

医療機器届出番号 11B1X1000669D001 一般的名称 歯科用バーナ

※ 保証期間のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。  
※ 標準価格の標準価格は、2017年12月21日現在のものです。※ 標準価格に消費税は含まれておりません。

販売元 株式会社YDM  
〒770-0042 徳島県徳島市本町2丁目1番1号 TEL:087-827-1111  
FAX:087-827-1111  
www.ydm.co.jp

販売元 株式会社モリタ  
大阪 〒594-8699 堺区大宮町1丁目1番1号 TEL:042-877-3333  
東京 〒110-8515 台東区上野2丁目17番7号 TEL:03-5624-0701  
http://www.moritacorp.com/



Laboratory Techniques

オーダーシステム

# 技工インスツルメント オーダーシステム レジン形成器



### 柄部

ロング柄 / 105mm  
(ブラックのみ)

標準柄 / 95mm

### 先端部

## ●ダイヤモンドライクカーボンコーティング

表面が滑らかでレジン離れが良く操作性に優れています。



RA4 RA7 RA8 RA9 RA10



RB3 RB4 RD1 RD3 RD4 RD7 RD8 RD10


厚さ 0.2mm  
適度なしなりがあります。

標準価格 各 5,000 円

### レジン形成器RC

コードNo.	品名
07310	RC レッド
07311	RC ブルー
07312	RC グリーン
07313	RC シルバー
07314	RC ブラック
07315	RC ゴールド
07316	RC バイオレット

### ご注文方法



### 組合せ例


レジン形成器  
柄部：RCブルー  
先端部：RA8・RD3をご指定の場合  
コード No.07 1 311  
「オーダーシステム RCブルー + RA8 + RD3」

医療機器届出番号 11B1X1000670D010 一般的名称 歯科技工用形成器具

# 技工インスツルメント オーダーシステム ワックス形成器




## 先端部



## 柄部

ロング柄 / 105mm  
(ブラックのみ)


標準柄 / 95mm



## 好きな組み合わせで 作業効率アップ!

先端部と柄部を自由に組み合わせることができます。

- 先端部 30種類 [A: ナイフ B: スプーン C: カーバー D: ヒート E: ドロップオン F]
- 柄部 8種類 [ブラック・レッド・ブルー・グリーン・シルバー・ゴールド・バイオレット]



※ワックス形成器とレジン形成器の組み合わせもできます。

標準価格 各 4,000 円

ワックス形成器WC	
コードNo.	品名
07300	WC レッド
07301	WC ブルー
07302	WC グリーン
07303	WC シルバー
07304	WC ブラック
07305	WC ゴールド
07306	WC バイオレット