

THE BEST PARTNER OF DOCTORS




SINCE 1948

産婦人科カタログ

Obstetrics and Gynecology



生検鉗子




注文コード	品名	シャフトサイズ	標準価格
809-21	AH-05S	160mm	¥55,000



注文コード	品名	シャフトサイズ	標準価格
809-22	AH-06S	130mm	¥50,000



注文コード	品名	シャフトサイズ	標準価格
809-23	AH-07S	150mm	¥60,000



様々な角度で使用ができます。


- 交換チップ単品 -

AH-07P

注文コード 809-24
標準価格 ¥25,000



クスコー



- 通常型 -

注文コード	品名	サイズ	先端サイズ			標準価格
			幅 (A)	厚さ (B)	長さ (C)	
848-41	JF-01	SSS	11mm	8mm	80mm	¥6,500
848-42	JF-02	SS	16mm	11mm	90mm	
848-43	JF-03	S	21mm	13mm	100mm	
848-44	JF-04	M	26mm	15mm	108mm	
848-45	JF-05	L	28mm	15mm	116mm	


- ロング型 -

注文コード	品名	サイズ	先端サイズ			標準価格
			幅 (A)	厚さ (B)	長さ (C)	
848-46	JF-06	SSSL	13mm	9mm	100mm	¥6,500
848-47	JF-07	SSL	16mm	12mm	107mm	

Product information

ロング型について・・・

通常型に比べ、先端部を長くする事により、視野を確保し、膣部の硬い若年者や高齢者の検診がしやすくなります。




婦人科鉗子

胎盤用




AE-13S
サイズ／185mm
注文コード 806-31
標準価格 ¥12,000

単鉤 子宮腔部用



AI-02S
サイズ／250mm
注文コード 810-02
標準価格 ¥12,000

子宮腔部用



AI-05S
サイズ／240mm
注文コード 810-11
標準価格 ¥12,000

AI-06S
サイズ／240mm
注文コード 810-12
標準価格 ¥12,000

AI-07S
サイズ／240mm
注文コード 810-13
標準価格 ¥12,000

双鉤 子宮腔部用



AE-14S
サイズ／155mm
注文コード 806-32
標準価格 ¥12,000



AI-03S
サイズ／240mm
注文コード 810-03
標準価格 ¥12,000



AI-08S
サイズ／265mm
注文コード 810-21
標準価格 ¥12,000

AI-09S
サイズ／265mm
注文コード 810-22
標準価格 ¥12,000

医療機器届出番号 11B1X1000639M019

シンプソン・ブラウン産科用



AI-14S
サイズ／365mm
注文コード 810-63
標準価格 ¥40,000

医療機器届出番号 11B1X1000639M019

ペッサリーカッター



AI-31S
サイズ／180mm
注文コード 810-81
標準価格 ¥70,000




Product information

ペッサリーカッターについて・・・
刃先を短く、先端を丸くしているので
狭い腔内も安心して操作ができます。
先端部に強い力を加える事ができるので、
硬くなったペッサリーも確実に切断できます。

医療機器届出番号 11B1X1000635M004

臓器・組織鉗子

アリス



2×3爪

AE-01S
サイズ／150mm
注文コード 806-01
標準価格 ¥9,000

5×6爪

AE-04S
サイズ／155mm
注文コード 806-04
標準価格 ¥9,000

3×4爪

AE-02S
サイズ／150mm
注文コード 806-02
標準価格 ¥9,000

5×6爪

AE-05S
サイズ／220mm
注文コード 806-05
標準価格 ¥12,000

4×5爪

AE-03S
サイズ／155mm
注文コード 806-03
標準価格 ¥9,000

6×7爪

AE-06S
サイズ／200mm
注文コード 806-06
標準価格 ¥12,000

ベビー・アリス



3×4爪

AE-08S
サイズ／130mm
注文コード 806-11
標準価格 ¥9,000

医療機器届出番号 11B1X1000639M009

ブルドック鉗子

ドゥペーキー



- 直 -

注文コード	品 名	サイズ	標準価格
804-01	AC-01S	35mm	¥20,000
804-02	AC-02S	45mm	
804-03	AC-03S	50mm	



- 曲 -

注文コード	品 名	サイズ	標準価格
804-04	AC-01C	35mm	¥20,000
804-05	AC-02C	45mm	
804-06	AC-03C	50mm	

医療機器届出番号 11B1X1000630M003

持針器

メーヨー・ヘガール

超硬付



BA-52S
サイズ／150mm
注文コード 822-61
標準価格 ¥13,000



BA-53S
サイズ／180mm
注文コード 822-62
標準価格 ¥13,000




BA-54S
サイズ／205mm
注文コード 822-63
標準価格 ¥13,000

医療機器届出番号 11B1X1000630M001


ゾンデ

婦人科 マーチン



NA-03C
サイズ／300mm
注文コード 856-03
標準価格 ¥7,000


婦人科 メーヨー



NA-04S
サイズ／330mm
注文コード 856-04
標準価格 ¥7,000

医療機器届出番号 11B1X1000653M001

有窓鋭匙



FB-01S1
サイズ／275mm
注文コード 838-61
標準価格 ¥10,000
A=4mm


FB-01S2
サイズ／280mm
注文コード 838-62
標準価格 ¥10,000
A=6mm

FB-01S3
サイズ／285mm
注文コード 838-63
標準価格 ¥10,000
A=8mm

医療機器届出番号 11B1X1000637M101

ピンセット

婦人科子宮用




DA-27S
サイズ／230mm
注文コード 830-54
標準価格 ¥3,000


医療機器届出番号 11B1X1000636M001

剪刀


婦人科 シムス子宮用



両鈍



- 直 -
CA-32S
サイズ／200mm
注文コード 825-01
標準価格 ¥4,000



- 曲 -
CA-32C
サイズ／200mm
注文コード 825-03
標準価格 ¥4,300

CA-33S
サイズ／230mm
注文コード 825-02
標準価格 ¥4,500

CA-33C
サイズ／230mm
注文コード 825-04
標準価格 ¥4,800

さい帯用



両鈍

CA-63C
サイズ／130mm
注文コード 826-14
標準価格 ¥9,000

医療機器届出番号 11B1X1000635M002

ゼットワン eco ファインリキッド

200倍
希釈

医療用小器具防錆洗浄液



注文コード 880-92
標準価格 ¥4,800

- 容量：濃縮液 500ml（200 倍希釈により洗浄液 100L 分）
- 主成分：植物由来原材料のアルカリ性界面活性剤、防錆剤配合
 - ・アニオン界面活性剤・ノニオン界面活性剤
 - ・無機ビルダー（ケイ酸塩、炭酸塩）
 - ・有機ビルダー（カルボン酸、他）

インスツルメント オイル


医療器具専用防錆・潤滑オイル




注文コード 880-91
標準価格 ¥1,800

- 容量：20ml
- オートクレーブ滅菌前に少量塗布すると、サビの発生を防ぎます。
- 鉗子のジョイント部の潤滑としても有効です。

腔壁圧定器



使用例



注文コード	品 名	標準価格
848-61	JG-01	¥23,000

Product information

腔壁圧定器について・・・
クスコーと併用することで
腔壁が入り込むのを防ぎ、
視野を確保することができます。

医療機器届出番号 11B1X1000650M103

※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載商品の標準価格は、2017年 4月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

株式会社YDM メディカル事業部

製造販売元／ 株式会社YDM
医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先／ 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3824-5515 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

